### Laboratórna úloha č. 26

# Meranie hrúbky tenkej dielektrickej vrstvy

**Úloha:** Určiť hrúbku tenkej dielektrickej vrstvy odmeraním spektrálnej závislosti šikmej odrazivosti svetla.


### Teoretický úvod


Jednou z metód určenia hrúbky tenkej vrstvy je meranie spektrálnej odrazivosti, t.j. meranie závislosti odrazivosti od vlnovej dĺžky svetla.

Uvažujme tenkú dielektrickú vrstvu nanesenú na podložke. Index lomu vrstvy je n, index lomu podložky  $n_{\rm p}$ . Prostredie (vzduch) nad vrstvou má index lomu  $n_{\rm v}=1$ . Ak na takúto vrstvu dopadá monochromatické svetlo pod uhlom  $\alpha$ , potom koeficient odrazu, ktorý charakterizuje množstvo odrazeného svetla, je periodickou funkciou pomeru hrúbky vrstvy L a vlnovej dĺžky  $\lambda$  (obr. 1). Dôvodom periodickej závislosti koeficientu odrazu je interferencia dvoch zložiek odrazeného svetla: prvá vlna prešla týmto rozhraním, odrazila sa od spodného rozhrania vrstvy, a vrátila sa do vzduchu (obr. 2). Druhá sa odrazila už na rozhraní vzduch-vrstva. Odrazené vlny 1' a 2' spolu pozitívne interferujú (zosilnia sa) ak v bode C budú mať tú istú fázu. Pretože obe vlny majú rovnakú fázu v bodoch A a E, stačí nájsť fázový rozdiel spôsobený prechodom lúčov po dráhach A-B-C a E-C.

Pre vlnu 1' dostaneme

$$\phi_2 = 2\pi \left( |AB| + |BC| \right) / \lambda' + \phi_r' \tag{1}$$





Obr. 1: Koeficient odrazu R ako funkcia pomeru  $L/\lambda$  pre dve hodnoty indexu lomu podložky.

Obr. 2: Schéma interferencie na tenkej vrstve. Dve odrazené zložky svetla, 1' a 2', spolu interferujú, ak majú rovnakú fázu.

a pre vlnu 2'

$$\phi_1 = 2\pi |\text{EC}|/\lambda + \phi_r \tag{2}$$

V týchto rovniciach je  $\lambda' = \lambda/n$  vlnová dĺžka svetla v tenkej vrstve. Fázové rozdiely  $\phi_r$  a  $\phi'_r$  súvisia s odrazom vlny na rozhraniach.

Podmienka maximálneho odrazu je

$$\phi_1 - \phi_2 = 2\pi m,\tag{3}$$

kde m je celé číslo.

Pri meraní budeme hľadať vlnové dĺžky  $\lambda_m$  a  $\lambda_{m+1}$ , ktoré zodpovedajú dvaom susedným maximám na obr. 1. Z týchto vlnových dĺžok odvodíme vzťah pre hrúbku vrstvy L:

Dosadením z rovníc (2) a (1) dostaneme

$$2\pi \frac{(|AB| + |BC|)n - |EC|}{\lambda} = (2\pi m + \phi_r' - \phi_r) \tag{4}$$

Podľa obrázku 2 platí  $|{\rm AE}|=|{\rm AC}|\sin\alpha$ a  $|{\rm AB}|=|{\rm BC}|=L/\cos\beta$ kde uhol $\beta$ ie daný Snellovým zákonom

$$\sin \alpha = n \sin \beta. \tag{5}$$

Po dosadení do rovnice (4) a s uvážením  $AC = 2L \tan \beta$  dostaneme

$$(|AB| + |BC|)n - |EC| = \frac{2Ln}{\cos\beta} - 2L\tan\beta\sin\alpha = \frac{2Ln}{\cos\beta} (1 - \sin^2\beta) = 2Ln\cos\beta$$
(6)

takže maximálny odraz dostaneme pre vlnovú dĺžku  $\lambda_m$  ktorá spĺňa vzťah $^1$ 

$$\frac{L}{\lambda_m} 2n \cos \beta = m + \frac{\phi_r' - \phi_r}{2\pi} \tag{8}$$

Podobne pre susedné m + 1-vé maximum

$$\frac{L}{\lambda_{m+1}} 2n\cos\beta = m+1 + \frac{\phi_r' - \phi_r}{2\pi} \tag{9}$$

Odčítaním týchto rovníc dostaneme

$$\left(\frac{1}{\lambda_{m+1}} - \frac{1}{\lambda_m}\right) 2nL\cos\beta = 1 \tag{10}$$

Úpravou rovnice (10) vyjadríme hrúbku vrstvy

$$L = \frac{\lambda_m \lambda_{m+1}}{\lambda_m - \lambda_{m+1}} \frac{1}{2n \cos \beta} \tag{11}$$

V poslednej rovnici ešte vyjadríme uhol  $\beta$  pomocou uhla  $\alpha$ . Zo Snellovho zákona (5) dostaneme  $n \cos \beta = \sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}$ .

$$2Ln\cos\beta = m\lambda_m\tag{7}$$

V prípade  $n > n_p$  je fázový rozdiel  $\phi'_r - \phi_r = \pi$ , a podmienka maximálneho odrazu by bola  $2Ln\cos\beta = (m+1/2)\lambda_{m+1}$ .

 $<sup>^1{\</sup>rm Z}$ Fresnelových vzťahov pre amplitúdy odrazu elektromagnetickej vlny na rozhraní plynie, že prípade  $n_{\rm p}>n,$  platí  $\phi_r=\phi_r',$  a z predchádzajúcich rovníc dostaneme

Ak poznáme vlnové dĺžky  $\lambda_m$  a  $\lambda_{m+2}$ , pre ktoré dosahuje koeficient odrazu maximum, vieme z nich vyjadriť hrúbku vrstvy:

$$L = \frac{\lambda_m \lambda_{m+1}}{\lambda_m - \lambda_{m+1}} \frac{1}{2\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}}$$
 (12)

Pretože vlnové dĺžky svetla sa pohybujú v oblasti 100 nm, bude mať aj vrstva porovnateľnú hrúbku. Interferenciou teda dokážeme merať hrúbky veľmi tenkých vrstiev.

V meracej aparatúre je nastavený uhol dopadu  $\alpha = 45^{\circ} (\sin \alpha = \sqrt{2}/2 \approx 0.7071)$ .

V meracom zariadení je umiestnená tenká vrstva  $SiO_2$  nanesená na kremíkovú podložku. V oblasti použitých vlnových dĺžok budeme považovať index lomu tenkej vrstvy za konštantný,

$$n = 1,46 \tag{13}$$

### Metóda merania

Ak poznáme index lomu tenkej vrstvy a uhol dopadu, potrebujeme meraním získať závislosť koeficientu odrazu R od vlnovej dĺžky a nájsť maximá tejto závislosti.

Koeficient odrazu je definovaný ako pomer intenzity odrazeného svetla k intenzite dopadajúceho svetla:

$$R(\lambda) = \frac{I_{\text{vrstva}}}{I_{\text{dop}}} \tag{14}$$

Intenzitu odrazeného svetla dokážeme merať fotónkou. Intenzitu dopadajúceho svetla však merať nevieme. Zopakujeme preto meranie pre kovové (hliníkové) zrkadlo, ktoré sa v úlohe označuje aj ako "štandard":

$$R_{\rm z} = \frac{I_{\rm zrkadlo}}{I_{\rm dop}} \tag{15}$$


a využijeme skutočnosť, že odrazivosť kovu sa v oblasti meraných frekvencií mení len málo. Porovnaním rovníc (14) a (15) dostaneme

$$R(\lambda) = \frac{I_{\text{vrstva}}}{I_{\text{zrkadlo}}} R_{\text{z}}$$
 (16)

Rovnica (16) nám neumožňuje získať hodnotu koeficientu odrazu (pretože nepoznáme  $R_z$ . Keďže však  $R_z$  od vlnovej dĺžky nezávisí, môžňeme z rovnice (16) určiť vlnové dĺžky, v ktorých R nadobúda minimálne, resp. maximálne hodnoty.

## Aparatúra

Zariadenie na meranie spektrálnej odrazivosti musí byť konštruované tak, aby dokázalo generovať monochromatické svetlo rozličných vlnových dĺžok, skoncentrovať ho na meranú vzorku a potom merať intenzitu odrazeného svetla. Na tento účel sa hodí kolorimeter (obr. 3). Zdrojom svetla je žiarovka s wolframovým vláknom. Svetlo dopadá na difrakčnú mriežku, na ktorej sa rozkladá na jednotlivé monochromatické zložky. Otáčaním difrakčnej




Obr. 3: Schéma meracej aparatúry.

mriežky dosiahneme, aby cez výstupnú štrbinu vychádzala iba monochromatická časť spojitého spektra. Svetlo odrazené od vzorky alebo od zrkadla registrujeme fotónkou, a jeho intenzita sa zobrazuje na displeji. Vlnovú dĺžku dopadajúceho svetla volíme nastavovacím bubienkom, ktorým sa otáča difrakčná mriežka. Vysunutím držiaka a jeho otočením o 180° meníme polohu vzorky a kovového zrkadla.

### Postup práce

Podľa inštrukcií umiestnených vedľa aparatúry uvedieme prístroj do chodu. Do meracej polohy umiestnime najprv vzorku a meriame odrazivosť v intervale vlnových dĺžok od 420 do 580 nm s krokom 5 nm. Potom vymeníme vzorku za kovové zrkadlo ("štandard", na držiaku vzoriek označený písmenkom Š) a meranie zopakujeme. Údaje zapisujeme do tabuľky. Pre každú vlnovú dĺžku vypočítame odrazivosť R. Závislosť  $R(\lambda)$  zakreslíme do grafu. Nájdeme vlnové dĺžky  $\lambda_m$  a  $\lambda_{m+1}$ , ktoré zodpovedajú dvom susedným maximám.



Obr. 4. Merané hodnoty závislosti koeficientu odrazu R od vlnovej dĺžky  $\lambda$ .

Keďže  $n_{\rm p} > n$ , platí v našom prípade  $\phi_r = \phi_r'$ . Potom vydelením rovnice (8) rovnicou (9) dostaneme

$$\frac{\lambda_{m+1}}{\lambda_m} = \frac{m}{m+1} \tag{17}$$

čo nám umožní nájsť príslušné celé číslo m.² Zo získaných dát vypočítame z rovnice (11) hrúbku vrstvy.

### Presnosť merania

Presnosť merania je ovplyvnená neistotou odčítania vlnovej dĺžky. Za neistotu tejto veličiny zoberieme  $\Delta \lambda = 2$  nm. Smerodajnú odchýlku  $s_L$  hrúbky získame zo vzťahu

$$s_L^2 = \left(\frac{\partial L}{\partial \lambda_m}\right)^2 \Delta \lambda^2 + \left(\frac{\partial L}{\partial \lambda_{m+1}}\right)^2 \Delta \lambda^2 \tag{18}$$

kde L vyjadríme z rovnice (12).

Presnosť merania je v princípe ovplyvnená aj závislosťou indexu lomu tenkej vrstvy od vlnovej dĺžky svetla. Rovnako koeficient odrazu  $R_{\rm z}$  závisí od vlnovej dĺžky. Tieto faktory však majú pre danú situáciu len zanedbateľný vplyv v porovnaní s neistotou odčítania vlnovej dĺžky.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Pre vlnové dĺžky zodpovedajúce minimám na obr. 4 dostaneme podobne  $\frac{\lambda'_{m+1}}{\lambda'_m} = \frac{m+1/2}{m+3/2}$ .

Meno: Krúžok: Dátum merania:

# Protokol laboratórnej úlohy č. 26 **Meranie hrúbky tenkej dielektrickej vrstvy**

Stručný opis metódy merania

Vzťahy, ktoré sa používajú pri meraní

Prístroje a pomôcky

### Záznam merania, výpočty a výsledky

### Namerané hodnoty odrazivosti

$\lambda$ (nm)	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470
$I_{ m vrstva}$											
$I_{ m zrkadlo}$											
R											

$\lambda \text{ (nm)}$	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525
$I_{ m vrstva}$											
$I_{ m zrkadlo}$											
R											

$\lambda$ (nm)	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580
$I_{ m vrstva}$											
$I_{ m zrkadlo}$											
R											

### Výpočty

Hrúbka vrstvy s uvedením hodnôt a rozmerov veličín, bez zaokrúhlení:

$$L = \frac{\lambda_m \lambda_{m+1}}{\lambda_m - \lambda_{m+1}} \frac{1}{2\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}} =$$

Pomocné derivácie funkcie  $L=L(\lambda_m,\lambda_{m+1})$  (výraz 12) vyjadrené pomocou symbolov (bez dosadzovania!):

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_m} =$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_{m+1}} =$$

Vyčíslenie pomocných derivácií s uvedením hodnôt a rozmerov veličín, bez zaokrúhlení:

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_m} =$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_{m+1}} =$$

Štvorec smerodajnej odchýlky podľa (18) s uvedením hodnôt a rozmerov veličín, bez zaokrúhlení:

$$s_L^2 = \left(\frac{\partial L}{\partial \lambda_m}\right)^2 \Delta \lambda^2 + \left(\frac{\partial L}{\partial \lambda_{m+1}}\right)^2 \Delta \lambda^2 =$$

### Prehľad výsledkov po zaokrúleniach

$\lambda_m$	(nm)	
$\lambda_{m+1}$	(nm)	
m		
m+1		
L	(nm)	
$s_L$	(nm)	

### Prílohy

• graf závislosti odrazivosti od vlnovej dĺžky

Zhodnotenie výsledkov

Dátum odovzdania protokolu:

Podpis študenta:

Hodnotenie a podpis učiteľa: